



ПАСПОРТ

Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.

Тележки инструментальные.

| Артикул | Габаритные размеры | Кол-во ящиков | Масса тележки кг | Нагрузка на ящик, кг. |
|---------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 12.305 | 772x522x960h | 5 | 56,3 | 50 |
| 12.306 | 772x522x960h | 6 | 59,3 | 50 |
| 12.307 | 772x522x960h | 7 | 62,4 | 50 |

Комплектация:

| Поз. | Описание | Арт.12.305 Кол-во: | Арт.12.306 Кол-во: | Арт.12.307 Кол-во: |
|------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Корпус | | | 1 |
| 2 | Ящик 75 | 2 | 4 | 6 |
| | Ящик 154 | 2 | | -- // -- |
| 4 | Ящик 233 | 1 | 1 | 1 |
| | Замок (2 ключа) | | | 1 |
| 6 | Защитная пленка | 5 | 6 | 7 |
| | Колесо поворотное со стопором | | | 1 |
| 8 | Колесо поворотное | 1 | 1 | 1 |
| | Колесо не поворотное | | | 2 |
| 10 | Паспорт | 1 | 1 | 1 |

Пакет с крепежом:

| Поз. | Описание | Кол-во: |
|------|----------------------------|---------|
| 1 | Болт М6х16 Ц | 16 |
| 2 | Шайба 6 Ц | 16 |
| 3 | Шайба пружинная 6 (гровер) | 16 |

Тележка оснащена механизмом антипрокидывания!!!

1. Выдвигайте только один ящик для корректной работы механизма антипрокидывания.
2. Только если все ящики полностью задвинуты, механизм антипрокидывания их разблокирует.

Инструкция по сборке тележки:


1. Аккуратно вскройте упаковку.
2. Проверьте комплектность поставки (номера позиций на схеме 1 соответствуют позициям в списке комплектующих).
3. С помощью Болтов М6х16 (крепеж поз. 1), шайб А6 (крепеж поз.2) и шайбой 6 гровер (поз.3) закрепите колеса к колесным опорам в которых заранее предустановлены резьбовые втулки М6.





Запирание происходит при полном вхождении зацепленных ящиков.

5. Извлечение ящиков из корпуса тележки показано на Схеме 2.



Обратите внимание! На данных тележках возможна установка дополнительных аксессуаров на боковых стенках (держатель: инструмента арт. 02.А6, гаечных ключей арт.02.А11, отверток арт.02.А5 и т.д.), все аксессуары заказываются отдельно!

Гарантийные обязательства:

1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении 36 месяцев с момента её продажи.
2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Ваш региональный дилер: _____

